

Strzygarka chirurgiczna

Bezpieczeństwo, wygoda, wydajność



Bezpieczeństwo i wydajność

Strzygarka Medline szybko, już przy pierwszym przejściu usuwa owłosienie. W porównaniu z tradycyjnymi maszynkami do golenia, redukuje ryzyko podrażnienia skóry i zakażeń.¹⁻⁶ Uniwersalność, poziom higieny i wydajność to cechy ważne dla każdego oddziału.

Na podstawie oczekiwań użytkowników i przeprowadzonych licznych konsultacjach powstał produkt o najbardziej pożądanym przez nich cechach: odporny mechanicznie, łatwy w użyciu i czyszczeniu, działający długo na jednym ładowaniu.

Dlaczego Medline:

- ✓ Bardzo wydajna (obcina > 9 000 włosów na sekundę)
- ✓ **3 typy ostrzy** dla najwyższej wydajności
- ✓ Idealna ergonomia, niska waga, cicha praca
- ✓ Ruchome ostrze odsunięte od skóry dla braku zacięć
- ✓ Wodoszczelna strzygarka (**klasa ochrony IPX7**) dla skutecznej dezynfekcji w pełnym zanurzeniu
- ✓ Wydajna bateria do wielokrotnego doładowywania bez efektu pamięci
- ✓ Bateria odporna na długotrwałe rozładowanie
- ✓ Bezkontaktowe, zmniejszające zużycie prądu ładowanie indukcyjne

Wybierz najlepsze ostrze do Twoich potrzeb

✓ Ostrze neuro

Idealne w nagłych sytuacjach. Poradzi sobie nawet z najgrubszymi włosami na głowie.

DYND70885E

✓ Ostrze uniwersalne

Sprawdza się w każdej okolicy anatomicznej.

DYND70880E

✓ Ostrze delikatne

Pełne bezpieczeństwo w trudno dostępnych i wrażliwych okolicach.

DYND70890E



Nawet **10x**
SZYBCIEJ OD
KONKURENTÓW



Strzygarka chirurgiczna

- ✓ Ostrza zapewniają obcinanie włosów tuż nad skórą bez zacięć. Ruchome ostrze odsunięte od skóry.

✓ Materiały obudowy o podwyższonej odporności na środki dezynfekcyjne.

✓ Ergonomiczny uchwyt idealnie leży w dłoni.

- ✓ Może być stosowana na sucho i na mokro, oraz całkowicie zanurzana dla najskuteczniejszej dezynfekcji.

✓ Uruchamiana pojedynczym włącznikiem.

- ✓ Bateria odporna na rozładowanie.

✓ Wskaźnik ładowania baterii.

- ✓ Indukcyjna ładowarka bezkontaktowa.



Instrukcja użycia strzygarki chirurgicznej Medline

Zamocuj ostrze

Używając rękawic, umieść ostrze na głowicy strzygarki. Ustaw w jednej linii znacznik na ostrzu ze strzałką na głowicy. Przesuń ostrze do tyłu, aż do wyraźnego wyczuwalnego kliknięcia.

Usuwanie owłosienia

Trzymaj strzygarkę jak długopis lub tak, aby logo Medline było skierowane do góry. Naciągnij skórę, ułóż płaską stronę ostrza na skórze, usuwaj owłosienie przemieszczając się pod włos.

Usuń ostrze

Wyłącz strzygarkę. Trzymaj ją tak, aby ostrze było skierowane w dół nad pojemnikiem na ostrza. Użyj kciuka do odłączenia ostrza od głowicy strzygarki.

Wyczyść strzygarkę

Umyj wstępnie strzygarkę pod bieżącą wodą a następnie zdezynfekuj chusteczkami lub zanurz całą strzygarkę w środku dezynfekcyjnym na maksymalnie 30 min.

Naładuj i przechowuj

Umieść strzygarkę w pozycji pionowej w ładowarce. Niklowo-wodorkowa bateria zapewni długi czas pracy. Przechowuj strzygarkę w podłączonej do sieci elektrycznej ładowarce.



Nr kat.	Nazwa	Kolor	Ilość w opak.
DYND70800EU	Strzygarka z ładowarką, wtyczka PL	biały	1
DYND70801EU	Strzygarka	biały	1
DYND70802EU	Ładowarka, wtyczka PL	biały	1
DYND70880E	Ostrze uniwersalne	szary	50
DYND70885E	Ostrze neuro	niebieski	50
DYND70890E	Ostrze delikatne	czerwony	50



www.skamex.com.pl



Dystrybutor w Polsce

Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

93-121 Łódź
Częstochowska 38/52

T: +48 42 677 14 11
F: +48 42 672 40 10
info@skamex.com.pl
www.skamex.com.pl



Producent

Medline Industries Ltd
No 5 Booths Park

T: +44 844 334 5237
F: +44 844 334 5238
www.medline.eu/uk
uk-customerservice@medline.com