

INSTRUKCJA STOSOWANIA

- 1 Wsuń palce od wewnętrznej strony półmasksi i chwyć klips nosowy znajdujący się na górze maski.
- 2 Umieść maskę na nosie i ustach, naciągnij gumki za uszy i ukształtuj klips nosowy.
- 3 Obiema rękami dopasuj zacisk na nos. Popraw gumki, aby zapewnić dokładne uszczelnienie.
- 4 Skontroluj dopasowanie:
 - przyłóż obie ręce do maski i wykonaj gwałtowny wdech
 - jeśli wyczuwasz przepływ powietrza w okolicy nosa, ponownie wyreguluj zacisk
 - jeśli wyczuwasz przepływ powietrza wokół krawędzi, zdejmij i ponownie załóż maskę
- 5 Zmień maskę, jeśli nie możesz uzyskać odpowiedniego uszczelnienia.
- 6 Zalecany czas użytkowania: 4-8 godzin.
- 7 Maską pomaga chronić przed zanieczyszczeniami w postaci cząstek stałych, ale nie eliminuje ryzyka lub zarażenia się chorobami i infekcjami.
- 8 Dokładne przestrzeganie tej instrukcji jest niezbędne do bezpiecznego stosowania maski.

**OGRANICZENIA STOSOWANIA**

- 1 Nie używaj maski, nie wchodź ani nie przebywaj w zanieczyszczonym obszarze w następujących okolicznościach:
 - jeśli atmosfera zawiera mniej niż 19,5% tlenu
 - jeśli poczujesz zapach lub smak zanieczyszczeń
 - do ochrony przed gazami i oparami
 - jeśli zanieczyszczenia lub ich stężenia są nieznanne lub bezpośrednio niebezpieczne dla życia lub zdrowia
 - do piaskowania, operacji malowania natryskowego i azbestu
- 2 Nie modyfikuj ani nie używaj maski w niewłaściwy sposób.
- 3 Nie należy używać maski w przypadku posiadania zarostu lub innych warunków, które mogą utrudnić dobre uszczelnienie.
- 4 Maską musi być sprawdzana przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie jest uszkodzona. Powiększone otwory powstałe w wyniku rozdarcia lub rozciągnięcia wokół szwów są uważane za uszkodzenie.
- 5 Ta maska pomaga chronić przed zanieczyszczeniami w postaci cząstek stałych, ale nie eliminuje ryzyka lub zarażenia się chorobami lub infekcjami. Niewłaściwe użycie może spowodować zagrożenie dla zdrowia lub śmierć.
- 6 Maską oznaczoną NR nie może być używana dłużej niż przez jedną zmianę.
- 7 Ta maska nie jest odpowiednia dla użytkowników z ranami, urazami i deformacjami.

INFORMACJE DODATKOWE

Półmaska filtrująca FFP3 NR spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 i posiada wymagane oznaczenia CE.

Półmaska została poddana badaniu typu WE zgodnie z normą zharmonizowaną EN149:2001+A1:2009 przez jednostkę notyfikowaną Universal Uygunluk Degerlendirme Hizmetleri ve Tic. A.S. Tatlısu Mah. Arif Ay Sk. No:16-3 Umraniye-Istanbul /TURKEY Umraniye-Istanbul /TURKEY, numer jednostki notyfikowanej 2163.

Deklaracje zgodności UE są dostępne do pobrania na stronie producenta.

IMPORTER

Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j.
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52, POLSKA
tel.: +48 42 677 14 11, fax.: +48 42 672 40 10
info@skamex.com.pl, www.skamex.com.pl

