

Otwieracz ampułek SnapIt

Doskonała ochrona przed skałeczeniami

Wg ogólnopolskiego badania "Implementacja Dyrektyw Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach" ze stycznia 2019 wynika, że otwieranie ampułek jest główną przyczyną zranień podczas wykonywanych procedur.




SnapIt

Mieści się w kieszeni
każdego fartucha



**Jeśli doszło do zranienia/zakłucia,
proszę wskazać, jaka to była procedura**



Otwieracz ampułek SnapIt

Doskonała ochrona przed skaleczeniami

Urządzenia SnapIt do bezpiecznego otwierania ampułek zapewniają skuteczną ochronę przed skaleczeniem fragmentami szkła dzięki specjalnemu sprężynowemu mechanizmowi utylizacji odłamanej końcówki ampułki. Dłonie nie mają styczności z ostrymi krawędziami szkła.


- ✓ Specjalny sprężynowy mechanizm utylizacji odłamanej końcówki ampułki
- ✓ Posiadają korpus całkowicie wykonany z aluminium
- ✓ Możliwość sterylizacji w autoklawie




Dostępne są 3 wersje urządzenia:

SN-01R	Do ampułek o pojemności: 2-15 ml,	wersja kieszonkowa	(NIEBIESKI)
TE-01L	Do ampułek o pojemności: 10-25 ml	wersja na wózek	(CZERWONY)
TE-01R	Do ampułek o pojemności: 2-15 ml	wersja na wózek (spłaszczony z 1 strony)	(CZARNY)


Zrób to prosto i bezpiecznie



Włóż końcówkę ampułki do otwieracza SnapIt



Złam ampułkę



Wyrzuć odłamaną końcówkę do pojemnika na odpadki bez dotykania jej



Dystrybutor w Polsce:

Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

93-121 Łódź
Częstochowska 38/52

T: +48 42 677 14 11
F: +48 42 672 40 10
info@skamex.com.pl
www.skamex.com.pl



QLICKSMART Pty Ltd.

Level 1, 148 Boundary St.
West End, Brisbane,
QLD 4101,
AUSTRALIA

T: +61-7-3844-1182
F: +61-7-3844-1183
mjs@clicksmart.com
www.clicksmart.com